

TSE

Smart technologies



BABY BLUE LIGHT FTL – 600

Fototerapeutická lampa

Baby Blue Light FTL – 600 Fototerapeutická lampa

Fototerapeutická lampa Baby Blue Light FTL – 600 reprezentuje nejběžnější metodu zajišťující plnohodnotnou léčbu neonatální hyperbilirubinemie. Představuje ekonomické řešení plnohodnotné léčby i výborný poměr ceny a výkonu.

Jednoduché zajištění lampy na výškově nastavitelném stojanu umožňuje sklopení lampy v rozmezí 90° v jedné ose, a tak efektivní ozáření celého povrchu těla dětského pacienta na novorozenecké postýlce nebo vyhřívaném lůžku. Protiskluzové podložky na ploše lampy umožňují po sejmutí ze stojanu bezpečné umístění lampy na víku inkubátoru.

Počítadlo s digitálním displejem zaznamenává počet provozních hodin a zajišťuje tak účinný a bezpečný terapeutický provoz.

Napájecí napětí	230 V, 50 Hz
Max. příkon přístroje	170 VA
Příkon světelných zdrojů	2 x 20 W
Světelný zdroj	výbojka PHILIPS (modrá)
Vlnová délka	400 – 550 nm
Životnost světelného zdroje	cca 2 000 hodin

Rozměry	
Výška	115 mm
Délka	820 mm
Šířka	210 mm

Hmotnost	4,5 kg
-----------------	--------

Volitelné vybavení	
Stojan FTL – 600	nastavitelná výška 1025 – 1475 mm



TSE spol. s r. o.
Mánesova 74, 371 52 České Budějovice
T: 386 721 117, F: 386 721 102
medical@tse.cz, www.tse.cz

