

Ochranná maska SunnyBaby pro neonatální fototerapii

Modré světlo o určité specifické frekvenci je nezbytným řešením při léčbě novorozenecké žloutenky, bohužel ale dráždí a poškozuje zrak novorozence a vede k nespavosti.

Ochranná maska SunnyBaby pro neonatální fototerapii dokáže účinně blokovat modré světlo a řadu dalších intenzivních záření a podporuje tak zdravý růst a vývoj malého pacienta.

Varianty

Fish Style



Hat Style



V Style



Y Style



I Style



- Vyrobená z vysoce kvalitní elastické netkané stříže, fyzikálně kompozitní látky a dalšího flexibilního materiálu měkkého na dotek, absorbujícího vlhkost a neobsahující alergen
- Polštářky z lehké pěny uvnitř masky absorbují slzy, udržují oči čisté a zabraňují riziku infekce
- Vícevrstvé oční polštářky dokážou účinně blokovat všechna záření vlnové délky pod 800 nm
- Promyšlený design vhodný pro novorozence přispívá k dosažení bezpečnosti, pohodlí a flexibility
- Při správném použití výrobek neklouže ani nepadá a zajišťuje bezpečnou a stabilní ochranu zraku
- Jednorázové sterilní balení
- Výrobek má FDA a CE certifikaci
- Výběr ze tří velikostí (S, M, L)

Tabulka velikostí*

S	20 - 28 cm
M	24 - 33 cm
L	30 - 38 cm
*obvod hlavičky	


Plena SunnyBaby

Plena SunnyBaby Standard - výběr ze dvou velikostí (S,M)

Plena SunnyBaby Neonatal pro neonatální fototerapii dokáže účinně zastavit modré světlo a řadu dalších intenzivních záření. Poskytuje dobrou ochranu pohlavním žlázám a zabraňuje tak jejich případnému poškození. Výběr ze čtyř velikostí (XS, S, M, L) v provedení předčasně narozené děti nebo výběr ze dvou velikostí (S,M) v provedení novorozenci.

- Vyrobená z netkané látky, nadýchané buničiny, polymerní absorpční kalafuny, PE filmu, hedvábí Spandex a dalších ekologických materiálů
- Překonává nedostatky mnoha předchozích dětských plen, jako například přílišnou velikost a tvrdost
- Prodyšná, pohodlná a bez alergenů
- Výrobek má certifikaci FDA a CE

Varianty



Standard




Neonatal



Polohovací pomůcky pro novorozence

- Bezpečné polohování nedonošených a novorozených dětí
- Všestranná pomůcka speciálně navržena tak, aby polohování bylo zcela optimální pro motorický vývoj novorozenců a zároveň zajišťovalo maximálně přirozené a bezpečné prostředí, důležité pro psychiku novorozence
- Naplněny kuličkami, které se mohou snadno přesunout do kterékoliv části tak, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru



Polohovací pomůcka „Podkova“

Polohovací pomůcka „Pelíšek“ 70 x 51 cm

Povlak na „Pelíšek“ a „Podkovu“

- Speciální voděodolné froté ze 100% bavlny, pratelné na 90°
- Bílá nebo světle zelená barva

ELASTICKÁ ČEPICE PRO NOVOROZENCE

- Vhodná pro tepelnou ochranu hlavy novorozence
- Vyrobená z vysoce kvalitních netkaných látek
- Měkká, pohodlná, bezpečná a nedráždivá, absorbuje pot
- Ochrana fontanely na hlavě novorozence před náhodným zraněním
- Může být použita v kombinaci s dýchacím přístrojem (CPAP) pro lepší upevnění dýchací trubice
- Výběr ze tří velikostí (S, M, L)

NOVOROZENECKÁ PAŽNÍ DESKA

- Poskytuje ochranu paže či nohy během infuze
- Předchází mimo cévnímu krvácení v lokální tkáni a vaskulární fibróze tím, že brání jehlám propíchnout žílu při nadměrných pohybech končetin
- Lze nastavit pod úhlem 0-45° pro dosažení pohodlí pacienta
- Kombinována s ohebnou, ale pevnou hliníkovou oporou, která zaručuje ideální přizpůsobení
- Měkká pěna na povrchu pro větší ochranu
- Absorbuje tekutiny, je prodyšná, nedráždivá, neobsahuje alergeny a snadno se aplikuje
- Dodává se ve třech velikostech (S, M, L) podle velikosti paže či nohy

RUKAVICE A BOTIČKY PRO NOVOROZENCE

- Vyrobeny z vysoce kvalitních netkaných látek a dalšího elastického materiálu
- Jedinečný design
- Měkké, pohodlné a bezpečné
- Díky ultrazvukové technologii tepelného lepení účinně brání novorozenci v omotání prstů nití a předchází tak nekróze prstů
- Jedna velikost



TSE spol. s r. o.
Mánesova 74, 371 52 České Budějovice
T: 386 721 117, F: 386 721 102
medical@tse.cz, www.tse.cz