

Napájecí napětí 230 V, 50/60 Hz

Baterie 2 x 12 V / 28 Ah

Příkon – síť 380 W

Vnější napájení 195 W

Rozsah nastavení teploty 28,0 – 38,0 °C plynule

Rozsah nastavení koncentrace O₂ 21 – 50 %

Max. úroveň hladiny vnitřního hluku max. 60 dB

Rozměry

Výška 681 mm

Délka 867 mm

Šířka 591 mm

Alarm signalizuje tyto stavy

- porucha napájení
- vysoká / nízká teplota vzduchu
- porucha ventilátoru
- porucha sondy
- přetopení
- odpojení topení
- pokles napájení

Doba provozu na plně nabitě baterie min. 4 hod

Volitelné vybavení

Podvozek typ Neotic Extero pro použití v sanitkách

Podvozek typ PNT – 401 pro použití k transportu v nemocnicích

Hrazda s policí a držákem infuzí

Vyšetřovací LED světlo

Fixační popruhy

Bavlněná přikrývka na zakrytí prostoru novorozence