

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Napájecí napětí</b>             | 230 V, 50 Hz            |
| <b>Max. příkon přístroje</b>       | 170 VA                  |
| <b>Příkon světelných zdrojů</b>    | 2 x 20 W                |
| <b>Světelný zdroj</b>              | výbojka PHILIPS (modrá) |
| <b>Vlnová délka</b>                | 400 – 550 nm            |
| <b>Životnost světelného zdroje</b> | cca 2 000 hodin         |

## **Rozměry**

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 115 mm |
| Délka | 820 mm |
| Šířka | 210 mm |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Hmotnost</b> | 4,5 kg |
|-----------------|--------|

## **Volitelné vybavení**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Stojan FTL – 600 | nastavitelná výška 1025 – 1475 mm |
|------------------|-----------------------------------|